

# ECGPC Eletrocardiógrafo digital

- Eletrocardiógrafo digital com 12 derivações simultâneas.
- Alta qualidade de traçado (único com 1.200 amostras / segundo por canal).
- Medidas 100% automáticas inclusas no software.
- Compatível com PACS/HIS (DICOM) e Telemedicina (XML, PDF e arquivo proprietário).
- Software grátis, de livre instalação, com interface amigável e personalizável.
- Possibilidade de gravar as doze derivações do ECG simultaneamente (mini-holter).



Dimensões: 6x15x20,2 cm (A.L.C)  
Registro ANVISA: 10265690026

O ECGPC é um eletrocardiógrafo digital com 12 derivações simultâneas e altíssima qualidade de traçado, sendo o único com taxa de amostragem de 1.200 amostras / segundo por canal, o que garante precisão total e resultados mais confiáveis em eletrocardiogramas de rotina e exames específicos, como: Tilt-Test, Análise de Variabilidade de Frequência Cardíaca e Vetorcardiograma (*softwares opcionais*).

Proporcionando facilidade e praticidade, o ECGPC conta com o auxílio de banco de frases e a emissão de laudos em múltiplos formatos. O software e as páginas de laudo são personalizáveis com a inserção do logotipo da instituição, além de possibilitar a impressão do Registro Cardíaco do paciente de forma colorida ou preto e branco em papel A4 comum.

A alimentação elétrica, o aterramento e o controle são feitos totalmente por computador através de conexão USB. Além disso, possui filtros digitais e um exclusivo sistema de

aterramento extra via borne externo que garante, em situações extremas, um traçado mais limpo.

É o primeiro eletrocardiógrafo brasileiro com medidas 100% automáticas certificadas pela norma NBR IEC 60601-2-51, que estão inclusas no software básico, sem custo extra e de livre instalação. Conta ainda com recursos para operação em rede local e telemedicina, sendo também compatível com integração a PACS/HIS, através de comunicação padrão DICOM.

O exclusivo design do Gabinete em Alumínio, garante maior proteção, durabilidade e permite acesso a eventuais reparos sem a necessidade de substituição do mesmo (tecnologia Verde).

Software compatível com Windows 11, 10 ou 8.  
Consulte a TEB para integração de Telemedicina e Prontuário Eletrônico.

## Acessórios:



Cabo paciente  
AC 169



Eletrodo  
precordial



Eletrodo  
cardioclip



Cabo USB



Fio terra



Suporte  
de parede



CD de  
instalação