

Monitor de Sinais Vitais



**vita 200e**

com configurações flexíveis



INDÚSTRIA  
BRASILEIRA



*Aparelho leve e portátil*



Triagem,  
Homecare  
e Checkup



Tela LCD 5.6"

**TECNOCLIN**  
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

[www.tecnoclin.com.br](http://www.tecnoclin.com.br)



[www.tecnoclin.com.br](http://www.tecnoclin.com.br)



(19) 3778-1400 | 3278-2744



[tecnoclin@tecnoclin.com.br](mailto:tecnoclin@tecnoclin.com.br)

Representante Oficial para as regiões de Campinas-Jundiaí-Sorocaba

## Medição segura e de alta performance

Sistema de monitorização confiável para triagem de pacientes, homecare, ambulatórios e enfermarias.

A interface é intuitiva e os modos de visualização configuráveis, garantindo excelente visibilidade dos sinais vitais do paciente em qualquer ambiente.



### Parâmetros versáteis

Solução completa e customizável para triagem e cuidados primários.



### Sensor auricular

Medição de temperatura de alta precisão



### Compatibilidade HL7/HIS

Fácil integração com Central de Monitoramento e sistemas informatizados.



### Fácil adaptação em qualquer ambiente

### Opções de configuração:

- Somente SpO2 (Oxímetro de Mesa)
- SpO2 + PNI
- SpO2 + PNI + TEMP Quick (Axiliar, Oral, Retal) ou Auricular

\* SpO2 Nellcor® opcional

### Características técnicas:

- Tela LCD 5.6" 640x480
- Comunicação bidirecional com Central de Monitoramento
- Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 72 horas com intervalos configuráveis
- Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, índice de perfusão, etc.

### Características opcionais:

- Suporte para maca/transporte
- Wireless
- Impressora integrada
- Termômetro infravermelho auricular
- Termômetro Quick Temp (Axilar, Oral ou Retal)



Monitoração completa para triagem

**TECNOCLIN**  
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

[www.tecnoclin.com.br](http://www.tecnoclin.com.br)

Representante Oficial para as regiões de  
Campinas-Jundiaí-Sorocaba