

Autoclave de Bancada MAGGIORE



45 Litros

Capacidade de
45 litros.

SISTEMA DEDICADO DE ESTERILIZAÇÃO RÁPIDA E SEGURA.

A Autoclave de Bancada MAGGIORE foi projetada para trazer maior versatilidade à esterilização de materiais utilizados em cirurgias em geral, uma vez que sua câmara possui grande volume e possibilidade de trabalhar com cargas variadas, inclusive embaladas em containers de esterilização.

IDEAL PARA:

ATENDER PEQUENOS HOSPITAIS, CLÍNICAS EM GERAL E CENTROS DE SAÚDE.

CARGAS EMBALADAS E SECAS AO FINAL DO CICLO, DE ACORDO COM A EN 13060.

INSTALAÇÃO EM PEQUENOS ESPAÇOS QUE NECESSITAM DE ALTA PRODUTIVIDADE.

CICLOS EM CONTAINERS DE ESTERILIZAÇÃO, COM SECAGEM COMPLETA AO FINAL DO PROCESSO.

Autoclave de Bancada MAGGIORE

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Versatilidade e rastreabilidade

- A câmara de 45 litros permite o uso dos mais variados tipos de materiais utilizados em hospitais de pequeno, médio ou grande porte, agilizando os processos que impactam de forma considerável na produtividade diária.
- Abastecimento automático de água gera ainda mais agilidade nos processos diários.
- Programação e armazenamento de ciclos para cargas embaladas e desembradas a 121 °C e 134 °C.
- Programação específica para ciclos PRION.
- Realização de ciclos teste: Bowie & Dick e Teste de Hermeticidade (de acordo com EN 13060 – perda máxima de 0,13 kPa/min).
- Armazenamento dos últimos 9.999 ciclos realizados e acessados diretamente pela interface da operação.
- Todo o processo é registrado em impressora a papel e também conta com entrada USB para coleta de dados de ciclos a qualquer momento.

• Uso intuitivo

Cada funcionalidade é pensada para simplificar o trabalho. O painel digital gráfico assegura um fácil manuseio e o uso descomplicado, constante e diário. A porta da autoclave possui sistema de travamento e destravamento automático elétrico, facilitando as operações de fechamento e abertura de porta.

• Segurança

Seja para o operador, por meio de dispositivos de segurança confiáveis, para o processo, realizado por ciclos rastreáveis e validados ou da carga, com secagem completa e eficiente. A segurança está em todas as etapas.

• Tecnologia

Pensada em atender demandas específicas de cargas embaladas, as Autoclaves de Bancada MAGGIORE possuem gerador de vapor, bomba de vácuo e válvulas de alta performance, aliados a um sistema de controle preciso e confiável.

• Eficiência energética

A câmara da autoclave possui revestimento térmico para garantir melhor conforto e economia de energia, uma vez que o calor dissipado é reduzido pelo revestimento.

Você sabe o que é uma autoclave Class B?

A norma europeia de código EN 13060 classifica os pequenos esterilizadores em 3 categorias:



Class B: para a esterilização de materiais embalados ou não, com lúmens, porosos e sólidos. Com embalagens simples ou duplas.

Class S: para materiais sólidos desembrados e pelo menos um dos itens da Class B.

Class N: para a esterilização de materiais sólidos desembrados.

Entre os requisitos básicos de segurança de uma Class B para estes tipos de carga estão: ciclos teste de vácuo no sistema de controle com erro abaixo de 0,13 kPa/min; entrada independente de qualificação térmica; dreno deve ser resfriado abaixo de 100 °C; determina limites de variação de temperatura na qualificação térmica; ênfase em cargas embaladas às quais a secagem deve ser completa.



DIMENSÕES

EXTERNAS	Largura: 640 mm, Altura: 560 mm, Profundidade: 840 mm.
INTERNAS	Diâmetro: 319 mm, Profundidade: 617 mm, Peso 120 kg.
PRATELEIRA 1	312 mm x 511 mm.
PRATELEIRA 2	222 mm x 511 mm.
VOLUME	45 litros.



We care about life

www.cisabrasile.com.br

Saiba mais:



www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/esterilizadores/bancadamaggiore

As informações contidas nesta página poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. CISA001/MAI2021.