

CATÁLOGO DE PRODUTOS

# CARRO EMERGÊNCIA

Catálogo Virtual 2022





## VLT-323

Suporte para cardioversor, desfibrilador e monitor em chapa de aço com acabamento pintado com giro de 360º graus. Suporte de soro regulável.

## VLT-323 Carro Emergência/Parada

### ESTRUTURA

Construído em chapa de aço com cantos arredondados. Possui 4 gavetas com sistema de corrediças telescópicas, proporcionando a abertura total das gavetas, sendo que a primeira gaveta possui 16 divisórias para organização de medicamentos e demais para uso geral.

### COMPLEMENTOS

Suporte para cardioversor, desfibrilador e monitor em chapa de aço com acabamento pintado com giro de 360º graus. Suporte de soro regulável. Suporte lateral para cilindro de oxigênio. Tábua para massagem cardíaca. Calha para tomadas com 4 pontos. Lacre único para gavetas.

### RODÍZIOS

Rodízios de 4" com banda dupla de rodagem, sendo dois com freio.

### PARA-CHOQUES

Para-choques para proteção de parede em poliuretano skin de alto impacto.

### PINTURA

Pintura eletrostática à pó com tratamento anti-corrosão.

### OPCIONAIS

• Travamento individual para gavetas (opcional).

DIMENSÕES (m):	C	L	P
GERAL	0,97	0,90	0,56

