

Acessórios



Praticidade,
segurança e
qualidade.

UMA LINHA COMPLETA PARA O DIA A DIA DA CME.

Os acessórios Cisa são fabricados com materiais de elevada qualidade e podem ser utilizados em diversas áreas, pois realizam com precisão e segurança a lavagem, a secagem e os demais processos. Além disso, cada detalhe, da ergonomia aos acabamentos, foi projetado para se adaptar perfeitamente ao uso e promover mais agilidade e bem-estar aos profissionais durante os procedimentos.



IDEAIS PARA:

HOSPITAIS E
CLÍNICAS DE TODOS
OS PORTES.

ORGANIZAR, COLETAR,
PROCESSAR E ARMAZENAR
PERFEITAMENTE OS
MATERIAIS.

ÁREAS DIVERSAS
COMO EXPURGO,
PREPARO E ARSENAL.

FACILITAR A ROTINA E
PROMOVER ORGANIZAÇÃO
E DESEMPENHO.

Acessórios


UMA LINHA COM A QUALIDADE E CREDIBILIDADE CISA.

Misturador com ducha



- Mangueira flexível com proteção antidobras.
- Indeformável, de fácil limpeza e desinfecção.
- 100% em inox de alta durabilidade.

Pistola de água



- Limpeza de materiais canulados de diversos lúmens e artigos.
- Já vem completa, com a conexão de 8 bicos diferentes.
- Mecanismo em inox super-resistente.

Pistola de ar



- Secagem de instrumental cirúrgico.
- Mangueira helicoidal extensa com 5 metros.
- Gatilho de ação leve.

Carro porta-rack



- Plano de deslizamento.
- 4 rodas, duas com trava de segurança.

Carro de transporte



- Guarnição de vedação para evitar contaminações.
- Portas dobráveis que abrem em ambientes reduzidos.

Carro porta-papel




- Tamanho adaptável.
- 4 rodas, duas com trava de segurança.
- Base plana para armazenagem de pacotes ainda fechados.

Lupa de mesa com fixador e luminária




- Aumento de 8x (dioptrias).
- Na cor branca, iluminação LED e encaixe para mesa.
- 110V/220V.

Porta-rolo com cortador



- Acabamento escovado.

Bandejas, cestos e divisórias



- Armazenagem de ampla gama de materiais, dos microinstrumentos aos de maior porte e peso.
- Resistentes a elevadas temperaturas.
- Permitem a organização dos materiais.



We care about life

www.cisabrasile.com.br

Saiba mais:



www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/aceessorios

As informações contidas nesta lâmina poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. CISA001/OUT2020.