

Fio de Sutura de Nylon



SUTURA					AGULHA			
CÓDIGO	TIPO	COR	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	CURVATURA	PONTA	COMPRIMENTO	ENV./CX
NY-001	Nylon	Preta	0	75 cm	3/8	Corte reverso	20 mm	24
NY-002	Nylon	Preta	0	75 cm	3/8	Corte reverso	30 mm	24
NY-003	Nylon	Preta	1	75 cm	3/8	Corte reverso	30 mm	24
NY-004	Nylon	Preta	2-0	45 cm	3/8	Corte reverso	20 mm	24
NY-005	Nylon	Preta	2-0	45 cm	3/8	Corte reverso	30 mm	24
NY-006	Nylon	Preta	2-0	75 cm	3/8	Corte reverso	35 mm	24
NY-007	Nylon	Preta	3-0	45 cm	3/8	Corte reverso	20 mm	24
NY-008	Nylon	Preta	3-0	45 cm	3/8	Corte reverso	24 mm	24
NY-009	Nylon	Preta	3-0	45 cm	3/8	Corte reverso	30 mm	24
NY-010	Nylon	Preta	3-0	45cm	1/2	Corte reverso	15 mm	24
NY-011	Nylon	Preta	4-0	45 cm	3/8	Corte reverso	20 mm	24
NY-012	Nylon	Preta	4-0	45 cm	3/8	Corte reverso	25 mm	24
NY-013	Nylon	Preta	4-0	45 cm	3/8	Corte reverso	30 mm	24
NY-014	Nylon	Preta	4-0	45 cm	1/2	Corte reverso	15 mm	24
NY-015	Nylon	Preta	4-0	45 cm	1/2	Corte reverso	25 mm	24
NY-016	Nylon	Preta	5-0	45 cm	3/8	Corte reverso	20 mm	24
NY-017	Nylon	Preta	5-0	45 cm	1/2	Corte reverso	15 mm	24
NY-018	Nylon	Preta	5-0	45 cm	1/2	Corte reverso	25 mm	24
NY-019	Nylon	Preta	6-0	45 cm	1/2	Corte reverso	15 mm	24
NY-020	Nylon	Preta	4-0	45 cm	3/8	Corte reverso premium	19,5 mm	24
NY-021	Nylon	Preta	5-0	45 cm	3/8	Corte reverso premium	16,5 mm	24
NY-022	Nylon	Preta	5-0	45 cm	3/8	Corte reverso premium	19,5 mm	24
NY-023	Nylon	Preta	6-0	45 cm	3/8	Corte reverso premium	16,5 mm	24
NY-024	Nylon	Preta	6-0	45 cm	3/8	Corte reverso premium	19,5 mm	24
NY-025	Nylon	Preta	3-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	30 mm	24
NY-026	Nylon	Preta	0	Loop 150 cm	1/2	Cilíndrica Robusta	40 mm	12
NY-027	Nylon	Preta	0	75 cm	1/2	Cilíndrica Robusta	40 mm	24

Fio de Sutura de Polipropileno



SUTURA					AGULHA			
CÓDIGO	TIPO	COR	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	CURVATURA	PONTA	COMPRIMENTO	ENV./CX
PP-001	Polipropileno	Azul	2-0	75 cm	3/8	Cilíndrica	30 mm	24
PP-002	Polipropileno	Azul	3-0	75 cm	3/8	Cilíndrica	30 mm	24
PP-003	Polipropileno	Azul	3-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	25 mm	24
PP-004	Polipropileno	Azul	4-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	25 mm	24
PP-005	Polipropileno	Azul	0	75 cm	1/2	Cilíndrica Robusta	35 mm	24
PP-006	Polipropileno	Azul	0	75 cm	1/2	Cilíndrica Robusta	40 mm	24
PP-008	Polipropileno	Azul	2-0	75 cm	1/2	Cilíndrica Robusta	35 mm	24
PP-009	Polipropileno	Azul	3-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	double 22 mm	24
PP-010	Polipropileno	Azul	4-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	double 22 mm	24
PP-011	Polipropileno	Azul	5-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	double 17 mm	24
PP-012	Polipropileno	Azul	6-0	75 cm	3/8	Cilíndrica	double 13 mm	24
PP-013	Polipropileno	Azul	6-0	60 cm	1/2	Cilíndrica	double 9.3 mm	24
PP-014	Polipropileno	Azul	7-0	60 cm	3/8	Cilíndrica	double 13 mm	24
PP-015	Polipropileno	Azul	7-0	60 cm	3/8	Cilíndrica	double 9 mm	24
PP-016	Polipropileno	Azul	8-0	60 cm	3/8	Cilíndrica	double 9 mm	12

Fio de Sutura de **Poliéster**



SUTURA					AGULHA			
CÓDIGO	TIPO	COR	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	CURVATURA	PONTA	COMPRIMENTO	ENV./CX
PL-001	Poliéster	Verde	2-0	75 cm	3/8	Cilíndrica	30 mm	24
PL-002	Poliéster	Verde	2-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	26 mm	24
PL-003	Poliéster	Verde	3-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	26 mm	24
PL-004	Poliéster	Verde	5	4 X 75 cm	1/2	Tapercut	48 mm	6
PL-005	Poliéster	Verde	2	75 cm	1/2	Tapercut	40 mm	24
PL-006	Poliéster	Verde	2-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	(2) 15 mm	24
PL-007	Poliéster	Verde	2-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	(2) 20 mm	24
PL-008	Poliéster	Verde	2-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	(2) 25 mm	24
PL-009	Poliéster	Verde	3-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	(2) 15 mm	24
PL-010	Poliéster	Verde	3-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	(2) 25 mm	24
PL-011	Poliéster	Verde	4-0	75 cm	1/2	Cilíndrica	(2) 15 mm	24

Fio de Sutura de **Seda**



SUTURA					AGULHA			
CÓDIGO	TIPO	COR	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	CURVATURA	PONTA	COMPRIMENTO	ENV./CX
SD-001	Seda	Preta	0	15x45cm	sem agulha			24
SD-002	Seda	Preta	1	15x45cm	sem agulha			24
SD-003	Seda	Preta	2-0	15x45cm	sem agulha			24
SD-004	Seda	Preta	3-0	15x45cm	sem agulha			24
SD-005	Seda	Preta	4-0	15x45cm	sem agulha			24
SD-006	Seda	Preta	0	75 cm	3/8	Cilíndrica	30 mm	24
SD-007	Seda	Preta	2-0	75 cm	3/8	Cilíndrica	30 mm	24
SD-008	Seda	Preta	3-0	75 cm	3/8	Cilíndrica	30 mm	24
SD-009	Seda	Preta	4-0	75 cm	3/8	Corte reverso	16 mm	24
SD-011	Seda	Preta	3-0	45 cm	1/2	Corte reverso	17 mm	24
SD-012	Seda	Preta	3-0	45 cm	1/2	Corte reverso	20 mm	24
SD-013	Seda	Preta	4-0	45 cm	1/2	Corte reverso	17 mm	24



TECNOCLIN www.tecnoclin.com.br
vendas@tecnoclin.com.br
 (19) 3278-2744 / 3778-1400