

# Gabinete de Secagem



Design  
compacto  
que cabe  
em todos os  
ambientes.

## TECNOLOGIA, PRODUTIVIDADE E SEGURANÇA.

O Gabinete de Secagem Cisa confere segurança à pós-lavagem, pois elimina processos manuais lentos e pouco confiáveis. Assim, garante repetibilidade aos procedimentos e a instituição passa a contar com um equipamento de qualidade. Ganhe tempo, redução de custos e produtividade na hora de secar materiais. Escolha a marca da confiança. Coloque Cisa na CME.

 **IDEAL PARA:**

ESTABELECIMENTOS MÉDICOS,  
HOSPITAIS E CLÍNICAS DE  
TODOS OS PORTES.

DIVERSOS TIPOS  
DE MATERIAIS E  
INSTRUMENTAIS.

CONFERIR SEGURANÇA  
AO PROCESSO DE  
SECAGEM.

ALTA DEMANDA  
OCUPANDO POUCO  
ESPAÇO FÍSICO.

# Gabinete de Secagem

## CONHEÇA ALGUNS DOS INÚMEROS BENEFÍCIOS DO GABINETE DE SECAGEM CISA.

- **Sistema inteligente de controle**

Possui comando microprocessado de programação flexível para memorizar 3 ciclos distintos com tempo e temperatura (até 70°), conforme a necessidade do usuário.

- **Durabilidade**

Com câmara de secagem, estrutura e painéis externos produzidos em aço inox AISI 304, o Gabinete de Secagem é garantia de qualidade e durabilidade na CME.

- **Segurança total**

A utilização de um sistema de secagem com filtro Hepa impede a recontaminação dos materiais.

- **Revestimento termoacústico**

A vedação da porta em silicone impede a dissipação do calor e do ar, reduzindo expressivamente o ruído no ambiente.

- **Variedade de racks e suportes**

Permite a acomodação de diferentes acessórios para suprir todas as necessidades do dia a dia.



**Rack para canulados e mangueiras flexíveis de pequenos lúmens**



**Suporte para balão**



**Suporte para traqueias (até 36 unidades)**



**GARANTIA INTEGRAL DE 12 MESES**

- **Diferencial Cisa**

Serviços ao cliente que incluem: manutenção preventiva, manutenção corretiva, peças de reposição disponíveis na rede credenciada local, instalação e treinamento operacional. Somado a isso, IQ e OQ são entregues junto com o equipamento. Tudo fornecido gratuitamente, exceto os itens de consumo.

LINHA *Elegance*



Imagem ilustrativa.

## OFEREÇA MAIS DESIGN E TECNOLOGIA COM AS FUNCIONALIDADES OPCIONAIS ELEGANCE.



**AZUL**  
Equipamento pronto para uso.



**VERDE**  
Equipamento em funcionamento.

### Gestão visual

O acompanhamento do status do processo pelo painel de LED multicolorido permite a identificação de funcionamento, garantindo mais segurança e maior produtividade.

### Design moderno

O design exclusivo dos painéis traz mais modernidade para a CME.



We care about life

[www.cisabrasile.com.br](http://www.cisabrasile.com.br)

Saiba mais:



[www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/complementares/gabinetsecagem](http://www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/complementares/gabinetsecagem)

As informações contidas neste lâmina poderão sofrer alterações sem aviso prévio. CISA001/OUT2020.