

CATÁLOGO DE PRODUTOS

**MESAS
CABECEIRA E
REFEIÇÃO**

Catálogo Virtual 2022





VLT-467

Mesa de cabeceira.

Estrutura em madeira 18 mm totalmente revestida em laminado interna e externamente.



VLT-432A

Mesa de cabeceira e refeição acoplada.
Estrutura em madeira totalmente revestida em laminado decorativo interna e externamente.
Estrutura acoplada do tampo de refeição construída de tubos pintados/inox com altura regulável em até cinco posições.

VLT-432A

Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada

ESTRUTURA

Em madeira totalmente revestida em laminado decorativo interna e externamente. Estrutura acoplada do tampo de refeição construída de tubos pintados/inox com altura regulável em até cinco posições.

TAMPO

Com acabamento em laminado decorativo de ambos os lados, acabamento arredondado posformado.

ACESSÓRIOS

1 porta, 1 gaveta com puxadores e porta toalha em alumínio. Possui mesa auxiliar para procedimentos de enfermagem embutida sobre tampo.

RODÍZIOS

De 2" embutidos no rodapé.



DIMENSÕES (m):	C	P	A
ÁRMÁRIO	0,46	0,43	0,80
TAMPO REFEIÇÃO	0,60	0,40	



VLT-451

Mesa de cabeceira e refeição acoplada.
Estrutura em madeira totalmente revestida em laminado decorativo interna e externamente.
Estrutura acoplada do tampo de refeição construída de tubos pintados (opcional inox) com altura regulável em até cinco posições.

VLT-451

Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada

ESTRUTURA

Estrutura em madeira totalmente revestida em laminado decorativo interna e externamente. Estrutura acoplada do tampo de refeição construída de tubos pintados (opcional inox) com altura regulável em até cinco posições.

TAMPO

Tampo da mesa de refeição com acabamento em laminado decorativo de ambos os lados.

ACESSÓRIOS

1 porta e 1 gaveta com puxadores em alumínio.

RODÍZIOS

De 2" embutidos no rodapé.



DIMENSÕES (m):	C	P	A
ÁRMÁRIO	0,55	0,44	0,82
TAMPO REFEIÇÃO	0,55	0,40	



VLT-458

Mesa de cabeceira e refeição acoplada.
Estrutura em madeira totalmente revestida em laminado decorativo interna e externamente.
Estrutura acoplada do tampo de refeição construída de tubos pintados (opcional inox) com altura regulável em até cinco posições.

VLT-458

Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada

ESTRUTURA

Em madeira totalmente revestida em laminado decorativo interna e externamente. Estrutura acoplada do tampo de refeição construída de tubos pintados (opcional inox) com altura regulável em até cinco posições.

TAMPO

Tampo da mesa de refeição com acabamento em laminado decorativo de ambos os lados.

ACESSÓRIOS

1 porta, 2 gavetas com puxadores embutidos.

RODÍZIOS

De 2" embutidos no rodapé.

**DIMENSÕES (m):****C****P****A****ÁRMÁRIO****0,50****0,40****0,80****TAMPO REFEIÇÃO****0,60****0,40**



VLT-464

Mesa de cabeceira standard.

Estrutura em madeira 18 mm totalmente revestida em laminado interna e externamente.

VLT-464

Mesa Cabeceira Standard

ESTRUTURA

Em madeira 18 mm totalmente revestida em laminado interna e externamente.

ACESSÓRIOS

1 porta e 1 gaveta com puxadores em alumínio anodizado.

RODÍZIOS

De 2", embutidos no rodapé.

OPCIONAIS

▪ Bandeja de refeição acoplada.

DIMENSÕES (m):	C	P	A
ÁRMÁRIO	0,50*	0,41	0,82
TAMPO REFEIÇÃO	0,51	0,36	

*C-0,55 c/bandeja acoplada.





VLT-470

Mesa de cabeceira e refeição acoplada.
Estrutura em madeira 18 mm totalmente revestida em laminado interna e externamente. Estrutura acoplada do tampo de refeição com altura regulável em até cinco posições.

VLT-470

Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada

ESTRUTURA

Em madeira 18 mm totalmente revestida em laminado interna e externamente. Estrutura acoplada do tampo de refeição com altura regulável em até cinco posições.

TAMPO

Removível, em PS (opcional em MDF). O tampo para refeições possui um porta copos na extremidade.

ACESSÓRIOS

1 porta, 2 gavetas com puxadores embutidos. Possui mesa auxiliar para procedimentos de enfermagem embutida sobre o tampo.

RODÍZIOS

De 2" embutidos no rodapé e dois auxiliares externos.

DIMENSÕES (m):	C	P	A
ÁRMÁRIO	0,51	0,41	0,80
TAMPO REFEIÇÃO	0,60	0,40	

Com Tampo Removível: A-0,84





VLT-424A

Mesa de refeição.

Tampo em madeira revestido em laminado decorativo na parte superior e interior, medindo 40 x 60 cm, com altura regulável através de manípulo lateral. Opção: tampo moldado em PS com 1 porta-copos.

VLT-424A

Mesa de Refeição

ESTRUTURA

Em tubo redondo de 31,75 mm de diâmetro. Base em tubo oblongo de 32 x 80 mm e pés de sustentação em tubos de 20 x 50 mm.

PROTEÇÃO

Ponteiras plásticas.

TAMPO

Tampo em madeira revestido em laminado decorativo na parte superior e interior, medindo 40 x 60 cm, com altura regulável através de manípulo lateral. Opção: tampo moldado em PS com 1 porta-copos.

PINTURA

Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.

RODÍZIOS

Dois rodízios de 2".

OPCIONAL

Tampo plástico em PS.



OPÇÃO: TAMPO DE REFEIÇÃO DOBRÁVEL.



OPÇÃO: TAMPO MOLDADO EM PS COM 1 PORTA-COPOS.



TAMPO MOLDADO EM PS COM 1 PORTA-COPOS.

DIMENSÕES (m):	C	P	A. Máx.	A. Mín.
BASE	0,80	0,44	0,95	0,81
TAMPO REFEIÇÃO	0,60	0,40		



VLT-454A

Mesa de refeição.

Coluna de sustentação da mesa de refeição em tubo de aço quadrado pintado de 40 x 40 x 2 mm.

Coluna de elevação em tubos quadrados de 50 x 50 x 1,5 mm.

VLT-454A

Mesa de Refeição

BASE

Construída em tubo de aço retangular.

COLUNAS

Coluna de sustentação da mesa de refeição em tubo de aço quadrado pintado de 40 x 40 x 2 mm. Coluna de elevação em tubos quadrados de 50 x 50 x 1,5 mm.

SISTEMA DE ELEVAÇÃO

Através de mola à gás com acionamento debaixo do tampo de refeição, através de dois acionadores de mão.

TAMPO

Em madeira, revestida em laminado decorativo.

PINTURA

Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.

RODÍZIOS

De 1.1/2".



DIMENSÕES (m):	C	P	A. Máx.	A. Mín.
BASE	0,73	0,38	1,07	0,78
TAMPO MESA	0,80	0,38		