

CATÁLOGO DE PRODUTOS

**MESAS EXAME  
CLÍNICO E  
GINECOLÓGICO**

Catálogo Virtual 2022





## VLT-417

Com leito estofado e cabeceira reclinável.  
Estruturada em tubo redondo de 32mm de  
diâmetro.

**VLT-417****Mesa de Exames Clínicos com Leito Estofado****ESTRUTURA**

Em tubo redondo (32 mm de diâmetro).

**LEITO**

Com leito estofado,

**CABECEIRA**

cabeceira reclinável,

**PINTURA**

Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.



DIMENSÕES (m):	C	L	A
GERAL	1,83	0,57	0,88





## VLT-424

Mesa de exames clínicos super luxo.  
Móvel fabricado em madeira de fibra compactada (MDF). Revestido em laminado decorativo tanto na parte externa como na parte interna.

## VLT-424 Mesa de Exames Clínicos Superluxo

### ESTRUTURA

Móvel fabricado em madeira de fibra compactada (MDF).

### LEITO

Leito estofado com regulagem de altura no dorso.

### REVESTIMENTO

Revestido em laminado decorativo tanto na parte externa como na parte interna.

### COMPLEMENTOS

Possui 6 gavetas, 1 porta com prateleira, 1 porta para lixeira com abertura basculante e 1 escada com piso em alumínio embutida no móvel.

### PUXADORES

Em alumínio.



DIMENSÕES (m):	C	L	P
GERAL	1,90	0,64	0,88





## VLT-426

Mesa de exames clínicos luxo.  
Construída em madeira de fibra compactada (MDF) 18 mm com revestimento interno e externo em laminado decorativo. Possui 4 gavetas com abertura total através de corrediças telescópicas.

**VLT-426****Mesa de Exames Clínicos – Luxo****ESTRUTURA**

Construída em madeira de fibra compactada (MDF) 18 mm com revestimento interno e externo em laminado decorativo. Possui 4 gavetas com abertura total através de corrediças telescópicas.

**LEITO**

Estofado em espuma D-26 com revestimento em couro-veludo e regulagem de altura na cabeceira.

**PUXADORES**

Em alumínio.

**PÉS**

Niveladores.

**PINTURA**

Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.



DIMENSÕES (m):	C	L	A
GERAL	1,92	0,69	0,84





## VLT-420

Mesa de exame ginecológico luxo.  
Construída em madeira de fibra compactada (MDF) 18 mm com revestimento interno e externo de laminado decorativo. Possui 4 gavetas com abertura total através de corrediças telescópicas.



## VLT-420 Mesa Ginecológica Luxo

### ESTRUTURA

Construída em madeira de fibra compactada (MDF) 18 mm com revestimento interno e externo de laminado decorativo. Possui 4 gavetas com abertura total através de corredeiras telescópicas.

### LEITO

Estofado em espuma D-26 com revestimento em couro e regulagem de altura na cabeceira.

### PUXADORES

Em alumínio.

### PÉS

Com sapatas niveladoras.

### COMPLEMENTOS

Gaveta em aço inoxidável para coleta de líquidos, porta-coxa e leito estofado com regulagem de altura no dorso e nos pés.

### PINTURA

Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.



DIMENSÕES (m):	C	L	A
GERAL	1,60	0,67	0,86
LEITO	2,02	0,67	0,86

