



PROLIFE

tecnologia a serviço da medicina



Tela: LCD colorida de 12"

Peso: 2,72 kg (sem bateria)

Registro ANVISA: 10394530056



TECNOCLIN

www.tecnoclin.com.br
vendas@tecnoclin.com.br
(19) 3278-2744 / 3778-1400

Monitor Multiparâmetro C12

O C12 é um monitor de sinais vitais que faz parte da Linha FLEX da ProLife. É um equipamento versátil, robusto e confiável. Com um projeto refinado, possui soluções para refrigeração sem ventoinha e conexões internas "board-to-board", que reduz a utilização de cabos e torna o monitor silencioso e estável. O C12 é um equipamento completo, garante a produtividade em todos os setores hospitalares e excelente performance para o dia a dia do profissional da saúde.

Diferenciais:

- Possui 6 parâmetros básicos pré-configurados: ECG, Oximetria, Pressão Não Invasiva, Temperatura, Respiração e Capnografia;
- A Capnografia é ativada com a conexão de qualquer sensor compatível;
- Opcionalmente, pode-se agregar o parâmetro de Pressão Invasiva, tela *touchscreen* e impressora térmica;
- Utiliza as tecnologias de Oximetria PLC ou Nellcor, que proporcionam uma monitorização efetiva mesmo em pacientes com baixa perfusão ou em movimento;
- Ampla conectividade, possui conexões USB e RJ45, pode ser integrado com Sistemas HIS ou CIS utilizando o protocolo HL7, e também pode ser usado com a Central de Monitoração ProLife para até 128 leitos;
- Menus e informações em português e proteção por senhas para configurações sensíveis;
- Memória de até 160 horas do paciente atual;
- Tecnologia de alarmes inteligentes, que atendem integralmente a norma técnica ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014.

Especificações Físicas

Tela	LCD Colorida 12"1"
	Opcional: <i>touchscreen</i>
Resolução	800 x 600
Traçado	6 curvas
Tensão	100~240V / 50Hz~60Hz
Potência de entrada	75VA
Bateria	Padrão: 11.1V 2200mAh Lítio, recarregável; Autonomia > 2 horas Opcionais: 11.1V 4400mAh Lítio, recarregável; Autonomia > 4 horas; 11.1V 5200mAh Lítio, recarregável; Autonomia > 6 horas; 11.1V 7000mAh Lítio, recarregável; Autonomia > 8 horas
Rede	1 conector RJ45/Wi-Fi 802.11b/g/n
Saída de desfibrilador	1 saída
Chamada de enfermeira	1 saída
USB	1 conector
Saída analógica	1 conector
Temperatura de ambiente	Operação: 5°C ~ 50°C Armazenamento: -20°C ~ 60°C
Umidade de ambiente	Operação e Armazenamento: ≤ 95%
Pressão atmosférica	Operação e Armazenamento: 700hPa ~ 1060hPa

Impressora

Velocidade do papel	25 mm/s, 50 mm/s
Intervalo de impressão de curvas	8s, 16s, 32s ou contínuo
Número de canais de curva	3 canais

Especificações de ECG

Tipos de cabo	3 vias e 5 vias, reconhecimento automático
Derivações	3 e 7 derivações
Faixa de FC	Adulto: 15 ~ 300bpm Neo/ Pediátrico: 15 ~ 350bpm
Resolução de limite de alarme	±1bpm
Velocidade de varredura	6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Largura de banda	Modo Diagnóstico: 0.05Hz ~ 150Hz Modo Monitor: 0.5Hz ~ 40Hz Modo Cirurgia: 1Hz ~ 20Hz Modo ST: 0.05Hz ~ 40Hz
Taxa de rejeição de modo comum	Modo Diagnóstico: >90dB Modo Mon./ Cir./ ST: >105dB
Identifica pulso de marcapasso	Sim
Ganho	1.25mm/mV (x0.125), 2.5mm/mV (x0.25), 5mm/mV (x0.5), 10mm/mV (x1), 20mm/mV (x2), 40mm/mV (x4) e Auto
Análise de segmento ST	-2.0mV ± 2.0mV (-20.0mm ~ +20.0mm)
Análise de arritmias	26 tipos de arritmias (adu, ped, neo)

Especificações de Respiração

Método de medição	bioimpedância torácica
Faixa de medição	Adulto: 0 ~ 120rpm Neo/ Pediátrico: 0 ~ 150rpm
Limite de alarme de apnéia	Adulto: 10s ~ 60s Neo/ Pediátrico: 10s ~ 40s
Atraso de apnéia	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55s, 1min, desl.
Velocidade de varredura	3mm/s, 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

Especificações de Temperatura

Precisão	± 0,1 °C
Faixa de medição	0 ~ 50°C
Canais	Padrão: 1; Opcional: 2
Resolução	0,1°C

Especificações de Oximetria

Faixa de medição	0 ~ 100%
Resolução	1%
Precisão	Oximetria PLC e Oximetria Nellcor: ±2% (adulto/ pediátrico) ou ±3% (neonatal) entre 70% ~ 100%. Entre 1% ~ 69% não definida.
Tempo de atualização de dados	8s

Especificações de Frequência de Pulso

Faixa de medição	Oximetria PLC: 20bpm ~ 254bpm Oximetria Nellcor: 20bpm ~ 300bpm
Resolução	1bpm
Precisão	Oximetria PLC: ±2bpm Oximetria Nellcor: ±3bpm

Especificações de Pressão Não Invasiva

Método de medição	oscilométrico
Modo de operação	manual, auto, contínuo
Faixa de pressão	0 ~ 300mmHg
Precisão	± 3mmHg
Intervalos de modo automático	1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minutos e 2, 3, 4, 8 horas
Pressão de insuflação	adulto: 80 ~ 240mmHg pediátrico: 80 ~ 200mmHg neonatal: 60 ~ 120mmHg

Especificações de Pressão Invasiva

Canais	2 canais
Faixa de medição	-50mmHg ~ 300mmHg
Resolução	1mmHg
Calibração da pressão zero	disponível
PPV (Variação de Pressão de Pulso)	disponível
SPV (Variação de Pressão Sistólica)	disponível

Especificações de Capnografia

Faixa de medição	PLC: 0 ~ 190mmHg Masimo: 0 ~ 190mmHg Respironics: 0 ~ 150mmHg
Resolução	1mmHg
Precisão	0 ~ 40mmHg: ±2mmHg 41 ~ 70mmHg: ±5% da leitura 71 ~ 100mmHg: ±8% da leitura 101 ~ 150mmHg: ±10% da leitura 101 ~ 190mmHg: ±10% da leitura
Compensação de O2	0 ~ 100mmHg



TECNOCLIN

www.tecnoclin.com.br
vendas@tecnoclin.com.br
(19) 3278-2744 / 3778-1400