


VLT-323

Carro de Emergência/Parada



ValliTech
MÓVEIS HOSPITALARES

+55 41 3665.5700 | vallitech.com.br

ESTRUTURA

Construído em chapa de aço com cantos arredondados. Possui 4 gavetas com sistema de corrediças telescópicas, proporcionando a abertura total das gavetas, sendo que a primeira gaveta possui 16 divisórias para organização de medicamentos e demais para uso geral.

COMPLEMENTOS

Suporte para cardioversor, desfibrilador e monitor em chapa de aço com acabamento pintado com giro de 360° graus. Suporte lateral para cilindro de oxigênio. Tábua para massagem cardíaca. Lacre único para gavetas.

RODÍZIOS

Rodízios de 4" com banda dupla de rodagem, sendo dois com freio.

PARA-CHOQUES

Para-choques para proteção de parede em poliuretano de alto impacto.

PINTURA

Pintura eletrostática à pó com tratamento anticorrosão.

OPCIONAIS

- Travamento individual para gavetas (opcional).

