



TECNOCLIN

COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Filme para Ultrassom

- Linha completa de filmes para Ultrassom.
- Utilizado para imprimir imagens captadas ao longo do exame.
- Compatível com os modelos de vídeo-printers do mercado.



Acesse nosso site

www.tecnoclin.com.br

MP-110S
Alta Qualidade



Código: MP-110S
Tipo: Alta Qualidade
Tamanho: 110mm x 20m
Qtd de Impressões: 215
Qtd por caixa: interna: 5 | externa: 50

MP-110HG
Alto Brilho



Código: MP-110HG
Tipo: Alto Brilho
Tamanho: 110mm x 18m
Qtd de Impressões: 193
Qtd por caixa: interna: 5 | externa: 50

MP-110HD
Alta Densidade



Código: MP-110HD
Tipo: Alta Densidade
Tamanho: 110mm x 20m
Qtd de Impressões: 215
Qtd por caixa: interna: 5 | externa: 50

MP-210HD
Alta Densidade



Código: MP-210HD
Tipo: Alta Densidade
Tamanho: 210mm x 25m
Qtd de Impressões: 118
Qtd por caixa: interna: 5 | externa: 50



Eletrodo para Monitoramento

- Sensor de alta performance, garantindo níveis de impedância.
- Maior área de gel sólido, hipoalérgico e de consistência viscosa, que mantém a qualidade uniforme no sinal.
- Fixação instantânea, seu adesivo superior impede o descolamento e interferências.
- Dorso em espuma de PE, resistente e confortável com a base plástica para facilitar o manuseio.
- Sensor em Ag/AgCl (exceto o modelo MP43C).



Acesse nosso site

www.tecnoclin.com.br




Adulto

Código: MP43
Tamanho: 43x46mm
Paciente: Adulto
Dorso: Espuma
Qtd por caixa: envelope: 50 | caixa: 1000




Radiológico

Código: MP43C (pino de carbono)
Tamanho: 43x46mm
Paciente: Adulto
Dorso: Espuma
Qtd por caixa: envelope: 50 | caixa: 1000



Blue

Código: MP36
Tamanho: 36x44mm
Paciente: Adulto/Pediátrico
Dorso: Espuma
Qtd por caixa: envelope: 50 | caixa: 1000



Econômico

Código: MP40
Tamanho: 32x40mm
Paciente: Adulto/Pediátrico
Dorso: Espuma
Qtd por caixa: envelope: 50 | caixa: 4000



Pediátrico

Código: MP32
Tamanho: 32x36mm
Paciente: Pediátrico
Dorso: Espuma
Qtd por caixa: envelope: 50 | caixa: 1000



Neonatal

Código: MP22
Tamanho: 25,4x25,4mm
Paciente: Neonatal
Dorso: Espuma
Qtd por caixa: envelope: 50 | caixa: 4000



Eletrodo (pás) para Desfibrilador

- Fabricados com Hidrogel condutor de alta qualidade, que permite melhor acoplamento a maior eficácia na desfibrilação.
- Excelente aderência, que possibilita deixar as mãos dos operadores livres durante os procedimentos.
- Cabos com 2m de comprimento.
- Fornecidos com diferentes tipos de conectores, compatíveis com as diferentes marcas de desfibriladores do mercado.

Bluepad

Acesse nosso site

www.tecnoclin.com.br



DE-PH

Conector para equipamento:
Philips HEARTSTART: FR2, FR2+, FR3,
MRx, XL, XL+ HEARTSTREAM FORERUNNER,
Heartstart Mrx, Heartstart XL, Heartstart XL+.




DE-ZL1

Conector para equipamento:
Zoll Medical Corp.



DE-MT

Conector para equipamento:
Medtronic Physiocontrol, Osatu Bexen,
Cardioline, Mindray, Jousing.



DE-ZL2

Conector para equipamento:
Zoll, séries E, M, R, AED Plus, AED Pro



DE-NK1

Conector para equipamento:
Nihon Kohden.



Tricotomizador Cirúrgico

- O primeiro no mundo com cabeça giratória, em um ângulo de até 45 graus.
- Evita a ocorrência de microfissuras, que são grande foco de infecções em centros cirúrgicos.
- Facilita a adesão de curativos, campo cirúrgicos e/ou placas eletro-cirúrgicas.
- Bateria de Lítio, pagante o funcionamento por até 60 minutos de uso contínuo.
- Resistente a água (IPX7), passível de imersão.

 **SWISS DESIGN +
DEVELOPMENT**



Acesse nosso site

www.tecnoclin.com.br

Tricotomizador Cirúrgico

Código: SC001

Base carregadora
Pode ser fixada na parede



Lâmina universal
Projetada para os tipos de pelo e necessidades de corte
Código: SC002
Qtd por caixa: 50



Cabeçote de corte giratório
Cabeçote gira em um ângulo de até 45 graus para ambos os lados, permitindo a utilização em áreas de difícil operação



Bateria de lítio
Garante o funcionamento por até 60 minutos de uso contínuo

Suporte com borracha antiderrapante
Proporciona conforto e controle, necessários para um corte justo e sem lesões



Proteção contra cortes
O design inovador impede o contato da lâmina com a pele, pois corta o pelo na altura de 0,8mm evitando assim, o risco de microfissuras, que são grandes focos de infecções





Campo Cirúrgico Incisional

- Promove uma superfície estéril ao redor da incisão cirúrgica, realizando a contenção da flora residual cutânea, impedindo a transmigração bacteriana para dentro da cavidade cirúrgica.
- Isola o sítio cirúrgico (local a ser manipulado) das áreas adjacentes.
- Proporciona maior proteção nas cirurgias, pois minimiza o risco de infecção de feridas cirúrgicas ou de exposição a fluídos durante os procedimentos.

MED·DRAPE
CAMPO CIRÚRGICO INCISIONAL

Acesse nosso site

www.tecnoclin.com.br



Campo Cirúrgico 35

Código: CC35
Área de incisão: 10cm x 20cm
Área total: 16cm x 20cm
Qtd por caixa: 10



Campo Cirúrgico 45

Código: CC45
Área de incisão: 50cm x 45cm
Área total: 56cm x 45cm
Qtd por caixa: 10



Campo Cirúrgico 37

Código: CC37
Área de incisão: 28cm x 25cm
Área total: 34cm x 25cm
Qtd por caixa: 10



Campo Cirúrgico 50

Código: CC50
Área de incisão: 60cm x 60cm
Área total: 66cm x 60cm
Qtd por caixa: 10



Campo Cirúrgico 40

Código: CC40
Área de incisão: 28cm x 41cm
Área total: 34cm x 41cm
Qtd por caixa: 10



Campo Cirúrgico 51

Código: CC51
Área de incisão: 60cm x 85cm
Área total: 66cm x 85cm
Qtd por caixa: 10



Placa Eletrocirúrgica

- Extensa área de gel condutivo, garantindo maior segurança.
- Embaladas individualmente para evitar exposição com o ambiente externo antes do uso.
- Linha completa incluindo o modelo com Anel Protetor.
- Dorso: Não tecido.

Bluepad

Acesse nosso site

www.tecnoclin.com.br

Adulto



Código: A10
Uso: Adulto
Tipo: Inteira
Indicação: > 13.6 kg
Qtd: Envelope: **1** | Caixa: 50



Código: A20
Uso: Adulto
Tipo: Bi-partida
Indicação: > 13.6 kg
Qtd: Envelope: **1** | Caixa: 50

Pediátrico



Código: P10
Uso: Pediátrico
Tipo: Inteira
Indicação: 2.7 - 13.6 kg
Qtd: Envelope: **1** | Caixa: 50



Código: P20
Uso: Pediátrico
Tipo: Bi-partida
Indicação: 2.7 - 13.6 kg
Qtd: Envelope: **1** | Caixa: 50

Recém Nascido



Código: RN10
Uso: Recém Nascido
Tipo: Inteira
Indicação: 0.45 - 2.7 kg
Qtd: Envelope: **1** | Caixa: 50



Código: RN20
Uso: Recém Nascido
Tipo: Bi-partida
Indicação: 0.45 - 2.7 kg
Qtd: Envelope: **1** | Caixa: 50

Universal



Código: UV10
Uso: Adulto e Pediátrico
Tipo: Inteira
Indicação: > 2.7 kg
Qtd: Envelope: **1** | Caixa: 50



Código: UV20
Uso: Adulto e Pediátrico
Tipo: Bi-partida
Indicação: > 2.7 kg
Qtd: Envelope: **1** | Caixa: 50

Anel Protetor



Código: AP10
Uso: Adulto e Pediátrico
Tipo: Inteira
Indicação: > 2.7 kg
Qtd: Envelope: **1** | Caixa: 50



Código: AP20
Uso: Adulto e Pediátrico
Tipo: Bi-partida
Indicação: > 2.7 kg
Qtd: Envelope: **1** | Caixa: 50



Cabo para Placa Eletrocirúrgica

• Cabo reutilizável, compatível com os equipamentos disponíveis do mercado.

Acesse nosso site

www.tecnoclin.com.br

Cabo com 1 Pino



Código: CP6070

Comprimento: 3 metros

Fabricante e modelos:

·Valleylab: Force FX, Force EZ e Surgistat II

Cabo com Pino Guitarra



Código: CP6060

Comprimento: 3 metros

Fabricante e modelos:

·WEM: HF-120 Antigo, SS-100MC Antigo, SS-500, SS-501 (antigo), SS-700, SS-700A, SS-701, SS-701A e B-450/B-450HS

·Deltronix: BO 1300 MP, 3500 e B-6500

·EMAI: BP-100 Plus, BP-300 Plus e BP-400 Plus

·Loktal: Wavetronic 5000

·Medcir: UR-3 / UR-3BR, UR-5, MBJ-II, MHF-700, BO-560 e BM-560 br

Cabo com Pino Wem



Código: CP6011

Comprimento: 3 metros

Fabricante e modelos:

·WEM: HF-120 Novo, SS-100MC Novo, SS-200 Antigo, SS-200A, SS-501 E SS-501 S, SS-601MC (antigo) e SS-601MCa (novo)

·Loktal: Wavetronic 5000 - digital

Caneta Eletrocirúrgica

- Executam o corte e a coagulação do sangue durante procedimento.
- Design ergonômico, fino e leve, com botões projetados para uma suave ativação.
- Eletrodo sextavado. para maior proteção contra torção inadvertida.
- Conector universal (3 pinos).
- Acompanha eletrodo tipo **faca**.

Bluepad



Acesse nosso site

www.tecnoclin.com.br

Caneta Eletrocirúrgica Descartável



Código: BP20

- Permite a trava na posição desejada pelo cirurgião.
- Embalado individualmente e esterelizado.
- Botão CUT (amarelo) para cortar.
- Botão COAG (azul) para coagulação.

Cabo: 3m de comprimento

Qtd: Envelope: 1 | Caixa: 100

Caneta Eletrocirúrgica Descartável *teflon*



Código: BP20T

- Permite a trava na posição desejada pelo cirurgião.
- Minimiza o dano tecidual lateral
- Embalado individualmente e esterelizado.
- Eletrodo tipo faca em teflon.
- Botão CUT (amarelo) para cortar.
- Botão COAG (azul) para coagulação.

Cabo: 3m de comprimento

Qtd: Envelope: 1 | Caixa: 100

Caneta Eletrocirúrgica Reutilizável



Código: BP50

- Material durável, resistente para esterelização em alta temperatura e alta pressão por até 30 vezes.
- Embalado individualmente.
- Botão CUT (amarelo) para cortar.
- Botão COAG (azul) para coagulação.

Cabo: 3m de comprimento

Qtd: Envelope: 1 | Caixa: 100



Sistema Fechado de Aspiração

- Indicado para aspirar com segurança pacientes em ventilação mecânica.
- Projetado para proteger e isolar as secreções coletadas durante o procedimento.
- Reduz a possibilidade de contaminação de agentes patogênicos externos.
- Evita a infecção da equipe médica, que possui contato com o trato respiratório.
- Todos os modelos possuem Porta MDI, que viabiliza o uso de medicamentos.
- Disponíveis nas versões 24hrs e 72hrs.

Acesse nosso site

www.tecnoclin.com.br



Lavagem Automática 72h / Endotraqueal - Adulto

Código	Tipo	Uso	Cor	Diâmetro externo do Tubo	Diâmetro interno do Tubo	Espessura do tubo	Comprimento do tubo	Peep Seal diâmetro interno orifício interno
MC-07210	Endotraqueal - 72 horas	Adulto	Preto	10 Fr (3,35 mm)	2,15 mm	0,6 mm	600 mm	2,6 mm
MC-07211	Endotraqueal - 72 horas	Adulto	Branco	12 Fr (4,05 mm)	2,65 mm	0,7 mm	600 mm	3,4 mm
MC-07212	Endotraqueal - 72 horas	Adulto	Verde	14 Fr (4,75 mm)	3,35 mm	0,7 mm	600 mm	3,7 mm
MC-07213	Endotraqueal - 72 horas	Adulto	Laranja	16 Fr (5,45 mm)	4,05 mm	0,7 mm	600 mm	3,9 mm



Lavagem Automática 72h / Traqueal - Adulto

Código	Tipo	Uso	Cor	Diâmetro externo do Tubo	Diâmetro interno do Tubo	Espessura do tubo	Comprimento do tubo	Peep Seal diâmetro interno orifício interno
MC-07200	Traqueal - 72 horas	Adulto	Preto	10 Fr (3,35 mm)	2,15 mm	0,6 mm	300 mm	2,6 mm
MC-07201	Traqueal - 72 horas	Adulto	Branco	12 Fr (4,05 mm)	2,65 mm	0,7 mm	300 mm	3,4 mm
MC-07202	Traqueal - 72 horas	Adulto	Verde	14 Fr (4,75 mm)	3,35 mm	0,7 mm	300 mm	3,7 mm
MC-07203	Traqueal - 72 horas	Adulto	Laranja	16 Fr (5,45 mm)	4,05 mm	0,7 mm	300 mm	3,9 mm



Lavagem Automática 72h / Neonatal e Pediátrico

Código	Tipo	Uso	Cor	Diâmetro externo do Tubo	Diâmetro interno do Tubo	Espessura do tubo	Comprimento do tubo	Peep Seal diâmetro interno orifício interno
MC-07246	Endo/Traqueal - 72 horas	Neonatal	Cinza	5 Fr (1,70 mm)	1,10 mm	0,3 mm	300 mm	1,4 mm
MC-07247	Endo/Traqueal - 72 horas	Neonatal	Verde Claro	6 Fr (1,95 mm)	1,25 mm	0,35 mm	300 mm	1,7 mm
MC-07248	Endo/Traqueal - 72 horas	Pediátrico	Marfim	7 Fr (2,30 mm)	1,50 mm	0,4 mm	300 mm	2,0 mm
MC-07249	Endo/Traqueal - 72 horas	Pediátrico	Azul Claro	8 Fr (2,70 mm)	1,70 mm	0,7 mm	300 mm	2,2 mm



Lúmen Simples 24h / Endotraqueal - Neonatal

Código	Tipo	Uso	Cor	Diâmetro externo do Tubo	Diâmetro interno do Tubo	Espessura do tubo	Comprimento do tubo	Peep Seal diâmetro interno orifício interno
MC-02410	Endotraqueal - 24 horas	Neonatal	Cinza	5 Fr (1,70 mm)	1,10 mm	0,3 mm	300 mm	1,4 mm
MC-02411	Endotraqueal - 24 horas	Neonatal	Verde Claro	6 Fr (1,95 mm)	1,25 mm	0,35 mm	300 mm	1,7 mm



Lúmen Simples 24h / Endotraqueal - Pediátrico

Código	Tipo	Uso	Cor	Diâmetro externo do Tubo	Diâmetro interno do Tubo	Espessura do tubo	Comprimento do tubo	Peep Seal diâmetro interno orifício interno
MC-02412	Endotraqueal - 24 horas	Pediátrico	Marfim	7 Fr (3,35 mm)	1,50 mm	0,4 mm	300 mm	2,0 mm
MC-02413	Endotraqueal - 24 horas	Pediátrico	Azul Claro	8 Fr (4,05 mm)	1,70 mm	0,5 mm	300 mm	2,2 mm



Lúmen Simples 24h / Endotraqueal - Adulto

Código	Tipo	Uso	Cor	Diâmetro externo do Tubo	Diâmetro interno do Tubo	Espessura do tubo	Comprimento do tubo	Peep Seal diâmetro interno orifício interno
MC-02414	Endotraqueal - 24 horas	Adulto	Preto	10 Fr (3,35 mm)	2,15 mm	0,6 mm	600 mm	3,4 mm
MC-02415	Endotraqueal - 24 horas	Adulto	Branco	12 Fr (4,05 mm)	2,65 mm	0,7 mm	600 mm	3,4 mm
MC-02416	Endotraqueal - 24 horas	Adulto	Verde	14 Fr (4,75 mm)	3,35 mm	0,7 mm	600 mm	3,7 mm
MC-02417	Endotraqueal - 24 horas	Adulto	Laranja	16 Fr (5,45 mm)	4,05 mm	0,7 mm	600 mm	3,9 mm



TECNOCLIN

COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS



www.tecnoclin.com.br



(19) 3778-1400 | 3278-2744



tecnoclin@tecnoclin.com.br

