



C7

**catálogo de coaguladores
com sucção**




coaguladores com sucção




Eléctrodo Electroquirúrgico de Sucção Ø 3mm, com Acionamento Manual
Comprimento da Haste 152,4mm. Comprimento Total 280mm

Haste Ø	French	Ø 3mm
2,7mm	8	ACELO935
3,3mm	10	ACELO936
4,0mm	12	ACELO937




Eléctrodo Electroquirúrgico de Sucção Faca, com Acionamento Manual
Comprimento da Haste 152,4mm. Comprimento Total 280mm

Haste Ø	French	Faca
2,7mm	8	ACELO938
3,3mm	10	ACELO939
4,0mm	12	ACELO940




Eléctrodo Electroquirúrgico de Sucção Alça Ø 3mm, Comprimento da Haste 152,4mm. Comprimento Total 280mm

Haste Ø	French	Ø 3mm
2,7mm	8	ACELO941
3,3mm	10	ACELO942
4,0mm	12	ACELO943



Eléctrodo Electroquirúrgico de Sucção Bola Ø 3mm, Comprimento da Haste 152,4mm. Comprimento Total 280mm

Haste Ø	French	Ø 3mm
2,7mm	8	ACELO944
3,3mm	10	ACELO945
4,0mm	12	ACELO946



Ø 2,7mm Ø 3,3mm Ø 4mm