

C30+ Eletrocardiógrafo portátil

- **Eletrocardiógrafo digital portátil.**
- **Bateria de 4,5 horas de autonomia ou 200 registros.**
- **Ampla capacidade de memória interna, salva até 2000 exames.**
- **Todos os recursos do ECG digital através de software incluso.**
- **Impressão de 12 derivações em papel térmico de 80mm.**
- **Armazenamento digital de todos os exames.**



Dimensões: 9x24x29 cm (A.L.C)
Registro ANVISA: 10265690028

O C30+ alia os recursos do Programa de Análise do ECGPC TEB à portabilidade e autonomia de operação com bateria.

Quando utilizado de forma autônoma, o C30+ realiza impressão de 12 derivações (3 traçados por coluna) em papel térmico de 80mm, além de armazenar todos os exames digitalmente, pois conta com ampla capacidade de memória interna, podendo gravar até 2000 exames.

O equipamento pode ser utilizado ligado a energia ou então de forma independente, por meio de uma bateria interna que possui autonomia de 4,5 horas de funcionamento contínuo ou 200 registros.

No painel do C30+ há sinalizações que indicam o uso em rede ou a necessidade de carga de bateria.

A seleção de funções, derivações, modo de operação manual ou automática e registro dos traçados podem ser

facilmente comandados pelo seu painel principal.

Ao ser conectado ao computador, conta com todos os recursos do ECGPC, através de software incluso. As principais características são:

- Medidas 100% automáticas certificadas pela norma NBR IEC 60601-2-51.
- Compatível também com PACS/HIS (DICOM) e Telemedicina (XML, PDF e arquivo proprietário).
- Aceita a instalação dos módulos opcionais de Vetorcardiograma, Variabilidade da FC e Tilt Test.
- Possibilidade de gravar as 12 derivações do ECG (mini-holter).

*Software compatível com Windows 11, 10 ou 8.
Consulte a TEB para integração de Telemedicina e Prontuário Eletrônico.*

Acessórios:



Cabo paciente
AC 169



Eletrodo
precordial



Eletrodo
cardioclíp



Cabo USB



Fio terra



Bobina de
papel 80x30



CD de
instalação