

ESTEIRA ERGOMÉTRICA MDX

POWERED BY MOVEMENT

Lona de Alto Desempenho
Não necessita lubrificação

COMUNICAÇÃO USB

MDX 4.6i

0,5 a 25km/h

MOTOR: 3cv

Inclinação: 0 a 26%

MDX 3.0i

0,5 a 18km/h

MOTOR: 2cv

Inclinação: 0 a 26%



INFORMAÇÕES TÉCNICAS



POWERED BY MOVEMENT



ESTEIRA ERGOMÉTRICA

MDX 4.6i

Velocidade: 0,5 a 25km/h

Inclinação: 0 a 26%

Motor: 3 CV

ESTEIRA ERGOMÉTRICA

MDX 3.0i

Velocidade: 0,5 a 18km/h

Inclinação: 0 a 26%

Motor: 2 CV

Capacidade de uso: 200 kg

Dimensões: 85 cm x 216,1 cm x 160,5 cm

Área útil: 60 cm x 156,5 cm

Compatível com os principais sistemas de ergometria do mercado.

Alimentação: 220V (50 e 60Hz)

Comunicação USB

Lona de alto desempenho, não necessita lubrificação.

www.tecnoclin.com.br