

Tricotomizador cirúrgico

O PRIMERO NO MUNDO COM CABEÇA GIRATÓRIA

- Eficiente preparo para cirurgia
- Elimina o risco de cortes ou lesões
- Reduz o risco de infecções
- Facilita a adesão dos curativos

- Bateria de Lítio recarregável
- Tempo de carga rápido = 1h
- Autonomia de 1h
- Proteção contra sobrecarga
- Bivolt (110v-220v)
- Resistente a água (IPX7)
- **Garantia de 2 anos**



NE Medical



MedPex

Base carregadora

- Pode ser fixada na parede



Lâmina Universal

- Projetada para todos os tipos de pelo e necessidades de corte



Cabeçote de Corte giratório

- Cabeçote gira em um ângulo de até 45 graus para ambos os lados.
- Permite sua utilização em áreas de difícil operação.



Suporte com borracha antiderrapante

- Proporciona conforto e controle, necessários para um corte justo e sem lesões.



Proteção contra cortes

- O design inovador impede o contato da lâmina com a pele, evitando cortes e lesões.



De fácil encaixe e ejeção

- Encaixe com apenas dois dedos no cabeçote do aparelho
- Fácil ejeção da lâmina descartável, com apenas um toque no botão ejetor.

Contato: (19) 3778-1400 www.tecnoclin.com.br