


Umificador Aquecido Heated Humidifier

TR517



TREND[®]
Medical

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONTROLE

Temperatura 5 níveis

ALARMES

Inoperante

MONITORES E INDICADORES

Ligado ●
Inoperante ●
Aquecendo ●

ENTRADA ELÉTRICA

110 – 220 V Full Range (bivolt automático)

50/60Hz

Potência de Aquecimento 85 W

DIMENSÕES E PESO

Alt. X Larg. X Prof. 100 x 135 x 140 mm

Peso 1,1 kg

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Trava de segurança para jarra

Proteção contra super aquecimento da base aquecida

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Jarra de Umidificação

EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS:

ABNT NBR IEC 60601-1

ABNT NBR IEC 60601-1-2

ISO 80601-2-74:2017

Umificador aquecido para ventilação mecânica, o TR517 incorpora sistema de segurança contra superaquecimento.

TREND[®]
Medical

Rua San José, 396, Parque Industrial San José
CEP 06715-862 - Cotia - São Paulo - Brasil

Representante Campinas e região
TECNOCLIN Fone: 19 3778-1400
www.tecnoclin.com.br