

# Umidificador Aquecido Heated Humidifier

## TR717



Display Triplo 0,56"

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CONTROLE

Temperatura 5 níveis

#### ALARMES

Alta Temperatura 41°C  
Inoperante

#### MONITORES E INDICADORES

Temperatura 0 a 60°C  
Sensor Desconectado - - -  
Ligado ●  
Inoperante ●  
Aquecendo ●

#### ENTRADA ELÉTRICA

100 – 240 V Full Range (bivolt automático)  
50/60Hz  
Potência de Aquecimento 85 W

#### DIMENSÕES E PESO

Alt. X Larg. X Prof. 100 x 135 x 140 mm  
Peso 1,1 kg

#### OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Trava de segurança para jarra  
Proteção contra super aquecimento da base aquecida

#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Jarra de Umidificação  
Sensor de Temperatura

#### EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS:

ABNT NBR IEC 60601-1  
ABNT NBR IEC 60601-1-2  
ISO 80601-2-74:2017

Umidificador aquecido para ventilação mecânica, o TR717 incorpora monitor digital de temperatura e sistema de segurança contra superaquecimento .

# Umidificador Aquecido Heated Humidifier

## TR517



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CONTROLE

Temperatura 5 níveis

#### ALARMES

Inoperante

#### MONITORES E INDICADORES

Ligado ●  
Inoperante ●  
Aquecendo ●

#### ENTRADA ELÉTRICA

110 – 220 V Full Range (bivolt automático)

50/60Hz

Potência de Aquecimento 85 W

#### DIMENSÕES E PESO

Alt. X Larg. X Prof. 100 x 135 x 140 mm

Peso 1,1 kg

#### OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Trava de segurança para jarra

Proteção contra super aquecimento da base aquecida

#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Jarra de Umidificação

#### EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS:

ABNT NBR IEC 60601-1

ABNT NBR IEC 60601-1-2

ISO 80601-2-74:2017

Umidificador aquecido para ventilação mecânica, o TR517 incorpora sistema de segurança contra superaquecimento.