

Umificador Aquecido Heated Humidifier

TR717



Display Triplo 0,56"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONTROLE

Temperatura 5 níveis

ALARMES

Alta Temperatura 41°C
Inoperante

MONITORES E INDICADORES

Temperatura 0 a 60°C
Sensor Desconectado ---
Ligado ●
Inoperante ●
Aquecendo ●

ENTRADA ELÉTRICA

100 – 240 V Full Range (bivolt automático)
50/60Hz
Potência de Aquecimento 85 W

DIMENSÕES E PESO

Alt. X Larg. X Prof. 100 x 135 x 140 mm
Peso 1,1 kg

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Trava de segurança para jarra
Proteção contra super aquecimento da base aquecida

ACESSÓRIOS

Sensor de Temperatura

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Jarra de Umidificação

EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS:

ABNT NBR IEC 60601-1
ABNT NBR IEC 60601-1-2
ISO 80601-2-74:2017

Umificador aquecido para ventilação mecânica, o TR717 incorpora monitor digital de temperatura e sistema de segurança contra superaquecimento.



Rua San José, 396, Parque Industrial San José
CEP 06715-862 - Cotia - São Paulo - Brasil

Representante Campinas e região
TECNOCLIN Fone: 19 3778-1400
www.tecnoclin.com.br