

Cateter Ureteral Duplo J EndoSurg

Drenagem ureteral interna temporária com segurança e confiabilidade.



O Cateter Ureteral Duplo J EndoSurg é um dispositivo médico destinado à drenagem ureteral interna temporária, permitindo o fluxo de urina do rim até a bexiga em situações de obstrução ureteral, com design em Duplo J que auxilia na ancoragem e reduz o risco de deslocamento.



DRENAGEM URETERAL INTERNA

Permite o fluxo de urina do rim até a bexiga.



DESIGN DUPLO J

Curvaturas nas duas extremidades para ancoragem na pelve renal e na bexiga, reduzindo o risco de deslocamento.



POLIURETANO (PU)

Material de grau médico com flexibilidade, resistência mecânica e biocompatibilidade.



DIVERSAS OPÇÕES DE MEDIDAS


Variedade de calibres, comprimentos e tipos de ponta para diferentes necessidades clínicas.



Detalhe da ponta



Visão completa do cateter com fio-guia



Detalhe do fio de retirada

Modelos e Medidas Disponíveis

Calibre (Fr)	Comprimentos disponíveis (cm)*	Tipo de ponta
3,0	12 e 16	Cônica aberta ou fechada
4,0	12 e 16	Cônica aberta ou fechada
4,5	16	Conforme referência
4,7	16 a 30	Cônica aberta ou fechada
4,8	16, 24, 26 e 28	Cônica aberta ou fechada
5,0	16 a 30	Cônica aberta ou fechada
5,5	16 a 30	Cônica aberta ou fechada
6,0	16 a 30	Cônica aberta ou fechada

*As combinações exatas de comprimentos e tipos de ponta dependem da referência. Consulte a Tecnoclin para a identificação da referência ideal.



Principais Indicações

- Obstruções ureterais de diversas etiologias (benignas, malignas ou pós-traumáticas)
- Drenagem ureteral interna temporária
- Uso de curto prazo (até 28 dias), conforme avaliação médica



Formas de Inserção

- Técnicas endoscópicas
- Técnicas percutâneas
- Cirurgia aberta
- Conforme indicação clínica



Produto estéril
(Óxido de Etileno)



Uso único
(proibido reprocessar)



Validade: 3 anos
(embalagem íntegra)



Notificação ANVISA:
81251089011



TECNOCLIN
SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Distribuidor Autorizado EndoSurg

Nossa equipe está pronta para auxiliar na identificação da referência ideal para a sua necessidade.



Entre em contato
com a Tecnoclin
e solicite uma proposta.