



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

Central de Monitoramento **VITA**

Monitore pacientes de qualquer lugar
via PC, tablet, ou smartphone.



Monitoramento preciso,
diagnósticos seguros.

 **TECNOCLIN**
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

www.tecnoclin.com.br



www.tecnoclin.com.br



(19) 3778-1400 | 3278-2744



tecnoclin@tecnoclin.com.br

Obtenha a **melhor** experiência em gerenciamento de monitores multiparâmetros.

Acesso Móvel

O Visualizador WEB possibilita que você acesse os dados de monitoramento via PC, tablets e smartphones. Nunca foi tão fácil monitorar o status de seus pacientes em qualquer lugar e a qualquer hora.

Multi-telas

Para facilitar as análises dos dados de monitoramento dos pacientes, é possível alterar as formas de visualização e controle de alarmes.

LAN

Wi-Fi

3G



- Monitoramento de tela dupla
- Interface amigável e fluxo de trabalho otimizado
- Conexão via LAN / Wi-Fi a 64 monitores de cabeceira
- Suporte HL7 / XML
- Estatísticas e análises de dados de monitoramento
- Dose de medicamento, hemodinâmica, oxigenação, função renal
- Cálculo de ventilação
- Sincronização de tempo
- Medição remota de NIBP
- Gerenciamento de lote
- Configuração de informações do paciente
- Configuração de alarme
- Modo de privacidade compatível
- Comunicação bidirecional com monitores Alfamed

Gestão de Dados



Para um controle eficiente do prontuário do paciente, a CMV permite armazenamento de dados de tendência, formas de ondas fisiológicas holográficas, eventos de alarme e revisões de PNI.

Opcionais:

Visualizador WEB;
Impressora Laser.

Capacidade de armazenamento para cada paciente:

| | | | | |
|-------------|---------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 20.000 | 20.000 | 240 h | 240 h | 12 h |
| Revisão PNI | Alarmes | Tendências | Formas de onda fisiológica | Dinâmico Tendência curta |



Central de Monitoramento **VITA**

A Central de Monitoramento Vita oferece uma solução abrangente de monitoramento central para todos os monitores VITA Alameda. A Central oferece gerenciamento para um monitoramento contínuo desde o transporte até a hospitalização, desde a terapia intensiva até os cuidados gerais.