



INDÚSTRIA  
BRASILEIRA

Eletrocardiógrafo

# Ritmus300



Tecnológico  
Portátil  
Intuitivo

Realmente  
leve. 1,6kg



**TECNOCLIN**  
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

[www.tecnoclin.com.br](http://www.tecnoclin.com.br)

Representante Oficial para as regiões de  
Campinas-Jundiaí-Sorocaba



[www.tecnoclin.com.br](http://www.tecnoclin.com.br)



(19) 3778-1400 | 3278-2744



[tecnoclin@tecnoclin.com.br](mailto:tecnoclin@tecnoclin.com.br)

A família Ritmus apresenta eletrocardiógrafos que possuem aquisição simultânea das 12 derivações. Alta tecnologia e manuseabilidade a disposição dos profissionais.



- Tela de LCD colorida de 4.3\".
- Peso 1,6 kg.
- Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações.
- Memória interna para armazenamento de até 1000 registros.
- Alimentação bivolt automático (110-220V).
- Filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica.



Interfaces de conexão



Visualização dos 12 traçados em tempo real



Bobina 80 mm



Cabo de ECG 10 vias

## Usuário em primeiro lugar.

- Ajuste automático da linha base.
- Mapas de conexão.
- Teclado de membrana com simples operação e limpeza.
- Impressão com ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de QRS/QT/QTc.
- Impressora térmica integrada em 3 canais de alta resolução em papel 80mm.

## Gestão e análise de dados



Laudo interpretativo para auxílio no diagnóstico médico através do código de Minnesota de classificação de arritmias.

Autoanálise e autodiagnóstico para parâmetros de rotina de ECG.

Ampla memória interna para armazenamento de registros para posterior impressão ou transferência através de conexão USB.

Software de gestão de dados.



[www.tecnoclin.com.br](http://www.tecnoclin.com.br)

Representante Oficial para as regiões de Campinas-Jundiaí-Sorocaba