




INDÚSTRIA
BRASILEIRA

Eletrocardiógrafo Compassus3000



Realmente
leve e portátil

< 1,0kg

Triagem,
checkup e
transporte

TECNOCLIN
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

www.tecnoclin.com.br

Representante Oficial para as regiões de
Campinas-Jundiaí-Sorocaba



www.tecnoclin.com.br



(19) 3778-1400 | 3278-2744



tecnoclin@tecnoclin.com.br

Compassus3000



ECG Portátil de alta precisão com visualização simultânea de até 12 derivações

ECG de fácil manuseio

- Tela LCD colorido 5" com touchscreen e visualização simultânea de 12 traçados de ECG em tempo real
- Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações
- Interface de Comunicação: 2 USB, Rede RS232
- Bateria de Lítion recarregável com autonomia de 8,5 horas
- Modo de trabalho: Auto/Manual/Ritmo/USB
- Teclado Alfanumérico para entrada dos dados do paciente
- Exame completo com apenas um toque
- Ajuste automático da linha de base
- Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada
- Filtro de digitais completos
- Alimentação bivolt automático (110-240V)
- Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos

Ampla gestão de dados e conectividade



- Grande capacidade em armazenar dados
- Exportação do exame em formato PDF
- Software de gerenciamento de dados (opcional)



Inovação tecnológica: Recursos voltados para o usuário

- Mapa de conexões para auxiliar os usuários a encontrar eletrodos de baixa conexão e/ou desconectados*
- Indicador em cores de qualidade de sinal de ECG **

Soluções de impressão

- Impressão térmica das 12 derivações simultâneas em papel de 80mm
- Impressão em papel A4 com impressora externa
- Velocidade da impressão de 5mm/s, 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

Usabilidade ampliada




Touchscreen



Compacto



Indicador de Sinal



Mapa de Conexão



TECNOCLIN

COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

www.tecnoclin.com.br

Representante Oficial para as regiões de
Campinas-Jundiaí-Sorocaba