



# TECNOCLIN

COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS



# Eletrodo para Monitoramento

- Sensor de alta performance, garantindo níveis de impedância.
- Maior área de gel sólido, hipoalérgico e de consistência viscosa, que mantém a qualidade uniforme no sinal.
- Fixação instantânea, seu adesivo superior impede o descolamento e interferências.
- Dorso em espuma de PE, resistente e confortável com a base plástica para facilitar o manuseio.
- Sensor em Ag/AgCl (exceto o modelo MP43C).



**Acesse** nosso site

[www.tecnoclin.com.br](http://www.tecnoclin.com.br)



## Adulto

**Código:** MP43  
**Tamanho:** 43x46mm  
**Paciente:** Adulto  
**Dorso:** Espuma  
**Qtd por caixa:** envelope: 50 | caixa: 1000




## Radiológico

**Código:** MP43C (pino de carbono)  
**Tamanho:** 43x46mm  
**Paciente:** Adulto  
**Dorso:** Espuma  
**Qtd por caixa:** envelope: 50 | caixa: 1000



## Blue

**Código:** MP36  
**Tamanho:** 36x44mm  
**Paciente:** Adulto/Pediátrico  
**Dorso:** Espuma  
**Qtd por caixa:** envelope: 50 | caixa: 1000



## Econômico

**Código:** MP40  
**Tamanho:** 32x40mm  
**Paciente:** Adulto/Pediátrico  
**Dorso:** Espuma  
**Qtd por caixa:** envelope: 50 | caixa: 4000



## Pediátrico

**Código:** MP32  
**Tamanho:** 32x36mm  
**Paciente:** Pediátrico  
**Dorso:** Espuma  
**Qtd por caixa:** envelope: 50 | caixa: 1000



## Neonatal

**Código:** MP22  
**Tamanho:** 25,4x25,4mm  
**Paciente:** Neonatal  
**Dorso:** Espuma  
**Qtd por caixa:** envelope: 50 | caixa: 4000