

vita*i* series

Nova geração de Monitores Multiparâmetros



INDÚSTRIA
BRASILEIRA



Qualidade e Economia

Todos os benefícios da tecnologia e design para uma monitoração segura a um custo acessível.



Tela Touchscreen
8", 10.1" e 12.1"



Conectividade
HL7, HIS



Tela com ângulo
em 105°

TECNOCLIN
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

www.tecnoclin.com.br

Representante Oficial para as regiões de
Campinas-Jundiaí-Sorocaba



www.tecnoclin.com.br



(19) 3778-1400 | 3278-2744



tecnoclin@tecnoclin.com.br

Versatilidade, tecnologia e confiança.

Monitores multiparâmetros ultra-slim transportáveis.

Os monitores da linha Vita I foram desenvolvidos para atender ambientes como CTI, UTI, Emergência, Urgência, Pronto Atendimento e transporte. Suas configurações técnicas atendem desde os parâmetros básicos até aos invasivos, garantindo atendimento a todas as necessidades médicas.



<math>< 4\text{kg}</math>



Alça transporte



Slim

Alta visibilidade de tela

Tela com inclinação de 105° que permite uma melhor visibilidade em vários ângulos e distância do olhar do visualizador, garantindo maior segurança e comodidade.

Conexão Wi-Fi, HL7, MEWS

Permite ampla conectividade através de plataforma Wi-Fi e protocolo HL7, além de possuir protocolo de classificação de risco MEWS.

Versátil e Econômico

Monitore pacientes em diversos ambientes hospitalares com qualidade, precisão e confiança aliadas a um baixo investimento e alta tecnologia.

Compacto e completo

Os monitores Vita I possuem design genuinamente compacto e leve em três opções de tamanho de tela e parâmetros avançados (opcionais) como Débito Cardíaco, Pressão Invasiva e Capnografia.

vita i⁸⁰

8"

vita i¹⁰⁰

10.1"

vita i¹²⁰

12.1"



Compatível com Central de Monitoramento Vita



Design pensado para atender a todas rotinas hospitalares.

- Tela com inclinação para melhor visualização
- Alarmes técnicos e fisiológicos com diferentes LEDs
- Alça para transporte
- Estrutura para armazenar acessórios
- Conectores coloridos que facilitam a identificação de acessórios

Características exclusivas

- Tela com inclinação de 105°
- Monitora variação de pressão de pulso sem custo adicional (Delta PP ou PPV)
- Detecta até 33 arritmias
- Bateria opcional de até 8 horas que permite transporte em longas distâncias
- Aceita débito cardíaco como parâmetro adicional*
- Aceita capnografia como parâmetro adicional*
- Aceita até 2 canais de pressão invasiva como parâmetro adicional*

vita i^{series}

Parâmetros básicos

- 3/5 canais de ECG
- SpO₂
- Respiração
- Pressão não invasiva (PNI)
- Temperatura 1 ou 2 canais
- Frequência de pulso

Parâmetros Opcionais

- ECG 12 derivações
- Pressão invasiva (PI) 1 ou 2 canais
- Capnografia (EtCO₂) sidestream
- Débito cardíaco (CO)
- Rede wireless
- Touchscreen

Informações adicionais

- Revisão de tendência com até 720 horas
- 13 formas de onda
- Interface amigável com teclas de atalho