

Oxímetro de Pulso



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

sense 10

com sensor de alta precisão



Com base carregadora
móvel e resistente.

Transporte,
Triagem e
Homecare

TECNOCLIN
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS



www.tecnoclin.com.br



(19) 3778-1400 | 3278-2744



tecnoclin@tecnoclin.com.br

Representante Oficial para as regiões de Campinas-Jundiaí-Sorocaba

Medição segura e de alta performance

Desenvolvido com tecnologia e design de ponta, o Sense 10 é um oxímetro de pulso portátil e de mesa capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação no sangue mesmo sob difíceis condições de uso.



Sensor de dedo de alta precisão

Design para melhor obtenção de sinal.



Base móvel

Carregue em qualquer lugar com maior proteção.

**Opcional*



Beira de leito

A melhor opção para cada situação de uso.

**Com fixador opcional*



Alta proteção

Proteção IPX2 contra líquidos e capa anti-impacto.

**Capa siliconada opcional*



Gestão de Dados

Compatível com o software *Patient Care*, que permite a gestão dos dados do paciente no PC.

**Opcional*



Informações de desempenho:

- Medição de SpO₂ e Frequência de pulso
- Tela com onda pletismográfica
- Função de alarme audiovisual
- Visualização de tabelas de tendência
- Compatível com software de gestão de dados *Patient Care*
- Indicador de Perfusão
- Tecnologia para baixa perfusão e movimentação

Características técnicas:

- Tela LCD 2.5" com display retroiluminado
- Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de lítio(opcional)
- Autonomia: Pilhas (48h) Bateria (36h)
- Dimensões: 160 mm (A) x 70 mm (L) x 37.6 mm (P)
- Peso: 165 g ou 250 g (com pilhas e sensor)
- Grande capacidade de armazenamento
- Capacidade de gerar gráfico e tabela de tendências.



Aparelho completo com base e capa siliconada

Confiável sempre.

TECNOCLIN
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

www.tecnoclin.com.br

Representante Oficial para as regiões de
Campinas-Jundiaí-Sorocaba