

Oxímetro de Pulso e Mesa

# VIRTO



INDÚSTRIA  
BRASILEIRA

*Design e tecnologia com  
tela colorida e rotacional para  
uma medição ágil e segura.*



Versátil  
Intuitivo  
Preciso

**TECNOCLIN**  
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

[www.tecnoclin.com.br](http://www.tecnoclin.com.br)



[www.tecnoclin.com.br](http://www.tecnoclin.com.br)



(19) 3778-1400 | 3278-2744



[tecnoclin@tecnoclin.com.br](mailto:tecnoclin@tecnoclin.com.br)

Representante Oficial para as regiões de Campinas-Jundiaí-Sorocaba

Monitoração versátil e precisa em alta performance.



### Suporte de Mesa

Aplicabilidade  
em vários  
ambientes



### Tela Colorida Rotacional

Versatilidade e  
praticidade para  
o usuário

### Parâmetros e desempenho:

Saturação de oxigênio SpO2  
Frequência de pulso (FP)  
Índice de perfusão gráfico  
Índice de perfusão numérico  
Tela com onda pletemográfica  
**Faixa de medição:**  
SpO2: 0% - 100%  
FP: 0 bpm - 255 bpm  
Índice de Perfusão: 0,2% - 20%

### Informações técnicas:

Tela LCD Colorida de 2,8" com função rotacional  
Resolução da tela 320 x 480 pixels  
Dimensões 156 mm (C) x 70 mm (L) x 32 mm (A)  
Peso 125g (não inclui sensores e bateria)  
Bateria 3000mAh recarregável: 8 e 24 horas de monitoramento\*  
Disponíveis sensores SpO2 adulto, pediátrico e neonatal reutilizável  
Alarme visual e sonoro  
Suporte de Mesa para uso estacionário  
Capa Protetora em silicone contra líquidos e impactos



Oxímetro de Pulso e Mesa  
**VIRTO**

 **TECNOCLIN**  
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

[www.tecnoclin.com.br](http://www.tecnoclin.com.br)

Representante Oficial para as regiões de Campinas-Jundiaí-Sorocaba