

PAT-0108-HO CONJUNTO DE BANDEJAS PARA MONITOR EM AÇO SAE1010

Medidas Suporte para monitor: Comprimento 35cm x Largura 35cm

Medidas bandeja: Comprimento 35cm x Largura 35cm

Altura perfil: 1,00m



Composição:

- *Perfil de fixação na parede fabricado em aço SAE1010
- *Suporte para monitor com braço articulável para as laterais fabricado em aço SAE1010 com manípulo de aperto para travar a bandeja
- *Bandeja inferior fixa fabricada em chapa de aço SAE1010 com bordas em toda e volta
- *Cesto perfurado fabricado em aço SAE1010
- *Tratamento através de Pintura eletrostática a pó

*OBS: Nos reservamos o direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos em nossos produtos sem prévio aviso, sem incidir na obrigação de efetuar ou comunicar mesmo nos produtos vendidos

