

CARRO PARA MEDICAMENTOS BEIRA LEITO



Código: PAT-0273B

Composição:

- *Estrutura fabricada em chapa de aço sae 1010
- *Perfis laterais fabricados em aço SAE1010
- *5 Gavetas extraíveis através de trilhos telescópicos e puxadores injetados
- *Suporte para notebook (medidas conforme cliente) com regulagem de altura
- *Suporte para descarpac (pérfuro cortante)
- *Bandeja lateral escomoteável em aço inox (para preparo de medicamentos)
- *Porta documentos
- *Puxador traseiro fabricado em tubo de aço inox
- *Bandeja superior em aço inox
- *Batentes de silicone nas extremidades
- *Rodízios giratórios de 100mm de diâmetro sendo dois com travas

