

VLT-562

Poltrona Reclinável para Obeso



ESTRUTURA

Estrutura em tubos redondos de 22,22 mm de diâmetro.

PÉS

Em tubos redondos de 25,40 mm de diâmetro, com sapatas niveladoras.

ESTOFAMENTO

Assento, encosto e peseira em camadas de espuma de variadas densidades D-26, D-28 e D-26 soft, proporcionando conforto extra macio.

ENCOSTO

Acionamento por sistema deslizante que trava em qualquer posição. O acionamento para os pés é independente.

BRAÇOS


Em espuma soft D-26 com revestimento em courvim.

PINTURA

Eletrostática a pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.

OPCIONAIS

Armação da base em tubos de aço inox.



CARGA DE TRABALHO DE SEGURANÇA

