

SCAN VEIA

TECNOLOGIA QUE
TRANSFORMA
PRECISÃO EM
SEGURANÇA



Chegou o **fim das intercorrências** em procedimentos estéticos e hospitalares.

Chega de incertezas.
Chega de complicações.

O **Scan Veia** é a solução definitiva para quem busca precisão na **visualização vascular**, seja na estética, medicina ou laboratórios.

Através da **identificação da hemoglobina** nos vasos sanguíneos, o equipamento projeta em tempo real a **visualização detalhada das veias sob a pele**, evitando erros, retrabalhos e riscos desnecessários.



UMA TECNOLOGIA ESSENCIAL EM:

- 01 Coletas de sangue e exames laboratoriais

- 02 Acessos venosos periféricos

- 03 Procedimentos estéticos
(preenchimentos, enzimas, bioestimuladores)

- 04 Administração de medicações intravenosas

- 05 Ambientes hospitalares e clínicas médicas

- 06 Treinamentos práticos para profissionais e estudantes



BENEFÍCIOS QUE FAZEM A DIFERENÇA

REDUZ TENTATIVAS DE PUNÇÃO

Mais acerto na primeira tentativa, menos dor e desconforto.

AUMENTA A TAXA DE SUCESSO


Eficiência e confiança nos procedimentos mais delicados.


TECNOLOGIA PORTÁTIL E ULTRALEVE (450G)

Ideal para uso prolongado, transporte fácil e manuseio prático.

ALTA PERFORMANCE

Comprimento de onda de 760 a 940nm, com alcance de até 10mm de profundidade.





PROFISSIONAIS INTELIGENTES NÃO ARRISCAM

O Scan Veia eleva o padrão de segurança do seu consultório.

Com ele, cada procedimento é mais **preciso**, mais **rápido** e mais **seguro**, para o profissional e para o paciente.

É uma **tecnologia indispensável** no dia a dia clínico, que alia ciência e inovação para **reduzir riscos** e **maximizar resultados**.

Inovação que está
revolucionando
o mercado da **estética, saúde**
e diagnóstico **por imagem**.

