

**VLT-213**

## Cama Fowler Standard Duas Manivelas

**LEITO**

Leito em chapa de aço perfurada.

**PARA-CHOQUES**

Rotativos de alto impacto, confeccionados em polietileno, localizados nos quatro cantos da cama ("Roller Bumpers").

**CABECEIRA E PESEIRA**

Removíveis, em polietileno de alta densidade.

**GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL**

Grades laterais articuladas em tubo redondo pintado. Opcional: inox.

**MOVIMENTOS**

Possui 2 manivelas articuláveis para movimentos fowler.

**RODÍZIOS**

Rodados de 3".

**PINTURA**

Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.

**OPCIONAIS**

- Suporte para soro.

DIMENSÕES (m):	C	L	A
GERAL	2,33	1,05	0,65
LEITO	2,02	0,90	

