

# VLT-480

## Mesa de Cabeceira



Mesa de refeição móvel e com tampo ajustável, com possibilidade de utilização em várias camas hospitalares. Base com centro de gravidade estável.

### BASE

Construída em perfil de alumínio estrutural.

### COLUNAS

Coluna de sustentação e elevação da mesa de refeição em alumínio estrutural.

### SISTEMA DE ELEVAÇÃO

Através de mola à gás com acionamento debaixo do tampo de refeição, através de um acionador de mão.

### TAMPO

Tampo soprado em polietileno de alta densidade, suporta limpeza química, com porta-copos e borda de proteção quanto à queda de líquidos, cantos arredondados anticollisão.

### RODÍZIOS

4 rodízios, resistente ao desgaste.

### PINTURA

Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.



TAMPO SOPRADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM 1 PORTA-COPOS.

